

NOM (PRÉNOM, NOM) :

DATE (AAAA/MM/JJ) :

ÉTAPE 1

Entrez TOUTES les plages horaires et les réglages de pompe correspondants de la pompe actuelle dans chaque tableau ci-dessous.

DÉBITS BASAUX		
☒	Heure	Débit basal
☐	00:00	
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		

Dose basale quotidienne totale :

FACTEUR DE CORRECTION		
☒	Heure	Correction
☐	00:00	
☐		
☐		
☐		
☐		

RATIO GLUCIDES		
☒	Heure	Ratio gluc.
☐	00:00	
☐		
☐		
☐		
☐		

GLYCÉMIE CIBLE		
☒	Heure	Glyc. cible
☐	00:00	
☐		
☐		
☐		

ÉTAPE 2

Entrez les réglages de pompe suivants à partir de la pompe actuelle ci-dessous.

DURÉE DE L'INSULINE	BOLUS MAX.	ARRÊT-AUTOMATIQUE
		☐ ACTIVÉ ☐ DÉSACTIVÉ

ÉTAPE 3

A. Transférez **toutes les plages horaires** de tous les tableaux de gauche dans la colonne Heure du tableau de profil personnel ci-dessous, par ordre chronologique.

B. Transférez **TOUS LES RÉGLAGES DE L'ÉTAPE 1** (débits basaux, facteurs de correction, ratios glucides et glycémie cible) aux heures correspondantes dans le tableau ci-dessous. Cochez chaque réglage de l'étape 1 au fur et à mesure.

PROFIL PERSONNEL					
Heure		Débit	Correction	Ratio gluc.	Glyc.
00:00	▼ CONFIGURER TOUTES LES HEURES DE LA PREMIÈRE ÉTAPE EN PREMIER ▼				
			Dose basale quotidienne totale		

ÉTAPE 4

- Vérifiez que **TOUTES** les plages horaires apparaissent **DANS L'ORDRE CHRONOLOGIQUE** et que **TOUS** les réglages de pompe correspondants sont transférés.
- Configurez ces réglages dans le profil personnel de la pompe t:slim X2™ à l'aide du tableau ci-dessus.