

Viajar en avión con la bomba de insulina Tandem

Si planea viajar en avión con la bomba de insulina, planifíquelo de antemano para que pase la inspección de seguridad sin problemas. Su dispositivo cumple con las normas de transmisión inalámbrica de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y es seguro utilizarlo durante un vuelo. También está diseñado para soportar interferencias electromagnéticas comunes y atravesar los detectores de metales de manera segura.

Sin embargo, la bomba de insulina Tandem **NO** debe exponerse a máquinas que usen rayos X, incluidas las máquinas de rayos X para equipaje y los escáneres de cuerpo entero de los aeropuertos. Le recomendamos que la desconecte en el sitio de infusión y que le consulte a un agente de seguridad por un método de control alternativo. Si prefiere mantenerse conectado, puede notificarle al agente acerca de su bomba y solicitarle pasar por un detector de metales estándar con la bomba conectada.

Podría ser de ayuda proporcionarle al agente de seguridad una copia de la información de abajo junto con su bomba durante la inspección. Si tiene alguna pregunta sobre viajar con la bomba, llame a atención al cliente de Tandem al (877) 801-6901*. Estamos para usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

*Si está fuera de los Estados Unidos y necesita contactarse con atención al cliente, llame al +1-858-255-6269.

Doble aquí

Estimado agente de aeropuerto o TSA (Administración de Seguridad en el Transporte)

Esta es una bomba de insulina de Tandem Diabetes Care, un dispositivo médico para sustentar la vida y está recetado por un médico. Está diseñado para soportar interferencias electromagnéticas comunes y se puede transportar de manera segura a través de detectores de metales, pero **no debe exponerse a ninguna forma de rayos X**. Esto incluye las máquinas de rayos X para equipaje y los escáneres de cuerpo entero de los aeropuertos.

Proporcione un método de inspección que no sea de rayos X para esta bomba de insulina. Si tiene preguntas acerca de este dispositivo, llame a atención al cliente de Tandem al (877) 801-6901*. Atendemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Atentamente,

*Si está fuera de los Estados Unidos y necesita contactarse con atención al cliente, llame al +1-858-255-6269.



Detectores de metales



Los rayos X, incluido los escáneres de cuerpo entero y las máquinas de inspección de equipaje.

