

NOM (PRÉNOM, NOM) :

DATE (AAAA/MM/JJ) :

## ÉTAPE 1

Entrez TOUTES les plages horaires et les réglages de pompe correspondants de la pompe actuelle dans chaque tableau ci-dessous.

DÉBITS BASAUX		
<input checked="" type="checkbox"/>	Heure	Débit basal
<input type="checkbox"/>	00:00	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
Dose basale quotidienne totale :		

FACTEUR DE CORRECTION		
<input checked="" type="checkbox"/>	Heure	Correction
<input type="checkbox"/>	00:00	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

RATIO GLUCIDES		
<input checked="" type="checkbox"/>	Heure	Ratio gluc.
<input type="checkbox"/>	00:00	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

GLYCÉMIE CIBLE		
<input checked="" type="checkbox"/>	Heure	Glyc. cible
<input type="checkbox"/>	00:00	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

## ÉTAPE 2

Entrez les réglages de pompe suivants à partir de la pompe actuelle ci-dessous.

DURÉE DE L'INSULINE	BOLUS MAX.	ARRÊT-AUTOMATIQUE
		<input type="checkbox"/> ACTIVÉ <input type="checkbox"/> DÉSACTIVÉ

## ÉTAPE 3

A. Transférez **toutes les plages horaires** de tous les tableaux de gauche dans la colonne Heure du tableau de profil personnel ci-dessous, par ordre chronologique.

B. Transférez **TOUS LES RÉGLAGES DE L'ÉTAPE 1** (débits basaux, facteurs de correction, ratios glucides et glycémie cible) aux heures correspondantes dans le tableau ci-dessous. Cochez chaque réglage de l'étape 1 au fur et à mesure.

PROFIL PERSONNEL					
Heure		Débit	Correction	Ratio gluc.	Glyc.
00:00	▼ CONFIGURER TOUTES LES HEURES DE LA PREMIÈRE ÉTAPE EN PREMIER ▼				
		Dose basale quotidienne totale			

## ÉTAPE 4

- Vérifiez que TOUTES les plages horaires apparaissent **DANS L'ORDRE CHRONOLOGIQUE** et que TOUS les réglages de pompe correspondants sont transférés.
- Configurez ces réglages dans le profil personnel de la pompe t:slim X2™ à l'aide du tableau ci-dessus.